


Repermeabilización
aneurismática tratada mediante
coils

Clínica

- Paciente de 46 años.
- Acude para tratamiento programado de lobulación de novo sobre aneurisma de comunicante anterior roto y embolizado mediante coils en 2006.
- AP: poliquistosis renal, aneurismas incidentales de ACM izquierda, clipado, y ACM derecha, clipado y posteriormente tratado mediante coils.

Arteriografía diagnóstica: recanalización sacular de aproximadamente 2,5 mm



Intervención: acceso

Acceso triaxial:

- Introduccion cook shuttle 6F ascendido a carótida común.
- DAC 44 posicionado en carótida interna
- Microcatéter SL-10 y guía synchro 14



Intervención: embolización

-Relleno del saco con coils: target 360 helical

-Protección del cuello aneurismático con balón de remodeling Eclipse



Resultado final: cierre completo

